



お客様各位

平成 23 年 7 月

アボット ジャパン株式会社

〒106-8535 東京都港区六本木 1-9-9
六本木ファーストビル
アボットダイアベティスケア事業部

「G3b血糖測定電極 スマートブルー」仕様変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃は、格別のご厚誼を賜り厚く御礼申し上げます。

今後、「G3b血糖測定電極 スマートブルー」は、校正不要な仕様に変更となります。仕様変更に伴い、パッケージおよび製品番号を改定することとなりましたので、お知らせ致します。

新しいパッケージの電極をお使いいただく際に下記の点にご留意いただきますようお願い申し上げます。変更内容につきましては、別紙の通りご案内致します。

宜しくご高配のほどを賜り、今後とも弊社製品をお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

- 新しいパッケージの電極には、キャリブレータ(校正用チップ)が入っておりません。
- 血糖測定を行う際には、電極に同梱されている添付文書の 3. 測定(操作)法 の手順に従っていただきますようお願い致します。
- 電極を挿入すると測定器の画面にLOT 45001 が表示される場合、測定器は新しいパッケージの電極でお使いいただけます。測定器の画面に LOT 45001 が表示されない場合には、お客様相談窓口にご連絡ください。

【お客様相談窓口】 弊社製品に関する詳細は、下記にお問い合わせください。

お客様相談窓口	0120-37-8055
	24時間 365日 対応



新旧製品対比表

旧パッケージの「G3b 血糖測定電極 スマートブルー」の在庫がなくなり次第、新パッケージに切り替わります。

新しい各スターターボックスには新パッケージの「G3b 血糖測定電極 スマートブルー」と現行の「プレジジョン エクシード」が梱包されております。

(新)

品 名	製品番号	希望価格 (税抜)
G3b 血糖測定電極 スマートブルー 	99619-70 (25 枚入)	¥3,400
	80224-70 (30 枚入)	¥4,080
プレジジョン エクシード スターターボックス 200 スマートブルー	71085-41	¥29,000
プレジジョン エクシード スターターボックス 240 スマートブルー	71085-51	¥33,000
プレジジョン エクシード スターターボックス 50 スマートブルー	71085-61	¥14,500
プレジジョン エクシード スターターボックス 60 スマートブルー	71085-71	¥15,860

(旧)

品 名	製品番号	希望価格 (税抜)
G3b 血糖測定電極 スマートブルー 	99619-35 (25 枚入)	¥3,400
	80224-35 (30 枚入)	¥4,080
プレジジョン エクシード スターターボックス 200 スマートブルー	71085-40	¥29,000
プレジジョン エクシード スターターボックス 240 スマートブルー	71085-50	¥33,000
プレジジョン エクシード スターターボックス 50 スマートブルー	71085-60	¥14,500
プレジジョン エクシード スターターボックス 60 スマートブルー	71085-70	¥15,860